

Сравнительная таблица для дарсонвалей и ультратонов

Наименование	частота следования импульсов	частота заполнения импульсов	время работы /перерыв	производитель	Срок гарантии	электроды в комплекте	Преимущества и отличительные особенности	Рекомендуем приобрести вместе с прибором
Gezatonе Biolift4 103	100 Гц	120 кГц	20 мин / 30 мин	Франция (сборка Тайвань)	2 года	расческа, грибовидный лепесток капля	подарочная упаковка, стильный дизайн, удобное расположение рычага регулировки, высокая мощность, 2 цвета на выбор	доп. электроды
Gezatonе Biolift4 118 (BT-118)	100 Гц	120 кГц	20 мин / 30 мин	Франция (сборка Тайвань)	2 года	расческа грибовидный лепесток капля	подарочная упаковка, стильный дизайн, удобное расположение рычага регулировки	доп. электроды
Ультратек СД 199	100 Гц	120 +/- 40 кГц	20 мин / 10 мин	Россия	1 год	расческа, грибовидный малый, шейный, ушной, ректальный малый	Удобная сумочка для хранения, компактность, 2 цвета на выбор	доп. электроды
Спарк СТ-117	100 Гц	120 +/- 40 кГц	20 мин / 10 мин	Россия	1 год	расческа, грибовидный малый, полостной	компактность	доп. электроды
Карат ДЕ 212	100 +/- 10 Гц	110 +/- 25 кГц	20 мин / 20 мин	Россия	3 года	расческа, грибовидный малый, полостной, шейный	наивысшая мощность среди всех портативных дарсонвалей, что позволяет воздействовать на большую глубину	доп. электроды
Карат ДЕ 212 Ультра	100 +/- 10 Гц	110 +/- 25 кГц	20 мин / 20 мин	Россия	3 года	полный комплект (9 электродов)	в комплекте электроды для производства любых процедур дарсонвализации, стильный дизайн коробки	
Корона 5 премиум	100+/-10 Гц	110+/-50 кГц	20 мин / 10 мин	Украина (Novator)	1 год	расческа, грибовидный малый, полостной, бородавчатый	стильный дизайн	доп. электроды
Корона 3	100+/-10 Гц	110+/-50 кГц	20 мин / 10 мин	Украина	1 год	расческа, грибовидный малый, полостной	низкая цена при мощности вполне достаточной для большинства косметических процедур, компактность	доп. электроды, сумка для хранения аппарата и насадок
Ультратон амп-2инт	22 кГц, 100 гц		30 мин / 15 мин	Россия ("Ротор")	1 год	грибовидный малый два любых на выбор	два режима работы: непрерывная генерация 22 кГц и генерация 22 кГц с модуляцией 100 Гц, применяется в рефлексотерапии	доп. электроды
Ультратон амп-3 инт	22 кГц		30 мин / 15 мин	Россия (ООО "Алма")	1 год	грибовидный малый со штырьком	Надежное крепление электродов, применяется в рефлексотерапии	доп. электроды
Радуга АФ-119	22 +2/-7 кГц		30 мин / 10 мин	Россия ("Невотон")	1 год	грибовидный малый расчёска	надежное крепление электродов, два режима работы: - с постоянной амплитудой, - модулированный (изменяемая частота 100 Гц)	доп. электроды